

130 mm

Flamirins



Isotone
gebufferde
wondreiniger

Nettoyant
pour plaies
isotonique
et tamponné

Isotonisch
gepufferte
Wund-
spüllösung

250 ml



Gebruikswijze:

1. Draai de sproeikop naar de „SPRAY“ (nevel) of de „STREAM“ (straal) positie door gelijktijdig het lipje onder de kop naar omhoog te duwen.
2. Sproei de vloeistof in de wonde. Gebruik absorberend papier om overtollige Flamirins® op te vangen.
3. Dep de wonde voorzichtig droog.
4. Plaats de sproeikop in de „STOP“ positie.

Mode d'emploi

1. Tournez l'embout du pulvérisateur en position « SPRAY » (pulvérisation) ou « STREAM » (jet) en poussant simultanément la languette située sous la tête du vaporisateur vers le haut.
2. Pulvérisez la solution dans la plaie. Utilisez du papier absorbant pour recueillir l'excédent de Flamirins®.
3. Séchez la plaie en tamponnant doucement.
4. Placez en position « STOP » après l'emploi.

Anwendung

1. Die Sprühdüse auf die Position „SPRAY“ (Nebel) oder „STREAM“ (Strahl) drehen und gleichzeitig die Lasche unterhalb des Sprühkopfes nach oben ziehen.
2. Die Flüssigkeit in die Wunde sprühen. Verwenden Sie absorbierendes Papier oder Zellstoff um überflüssiges Flamirins® abzutrocknen.
3. Die Wunde vorsichtig trocken tupfen.
4. Die Sprühdüse auf den Stand „STOP“ drehen.

Bestanddelen/ Composition/Zusammensetzung

Purified water, sodium chloride, sodium phosphate, polysorbate, citric acid, propylene glycol, methyl paraben, propyl paraben.

Voorzorgsmaatregelen

Uitsluitend voor uitwendig gebruik. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Niet gebruiken bij irritatie of allergie voor één van de bestanddelen. • Niet als antisepticum gebruiken. • Niet gebruiken op de oogleden of in de ogen. • Neem contact op met een arts als de wonde verergert. • Na opening kan Flamirins® nog meermaals tot vervaldatum gebruikt worden.

Précautions

Uniquement réservé à un usage externe. • À conserver hors de la portée des enfants. • Ne pas utiliser en cas d'irritation ou d'allergie à l'un des composants. • Ne pas utiliser comme solution antiseptique. • Ne pas utiliser sur les paupières ou dans les yeux. • Consulter un médecin si l'état de la plaie s'aggrave. • Après ouverture, Flamirins® peut être réutilisé plusieurs fois jusqu'à la date d'expiration.

Vorsichtsmaßnahmen

Nur zur äußeren Anwendung. • Medizinprodukt für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Bei Reizung oder Allergie gegenüber einem der Inhaltsstoffe nicht anwenden. • Nicht als antiseptische Lösung verwenden. • Nicht auf den Augenlidern oder in den Augen anwenden. • Kontaktieren Sie einen Arzt wenn der Zustand der Wunde sich verschlechtert. • Nach Öffnung kann Flamirins® mehrfach bis zum angegebenen Verfallsdatum verwendet werden.



PZN 07551157



CE 0344



REF. 1102 A047 0901-642JC



Flen Pharma Blauwestenstraat 87 - 2550 Kontich - BELGIUM
www.flenpharma.com - www.flamirins.com - Made in Belgium

105,0 mm